Vakuum

May 13, 2024

1 Fakultät für Physik

1.1 Physikalisches Praktikum P2 für Studierende der Physik

Versuch P2-41, 42, 22 (Stand: April 2024)

Raum F1-19

2 Vakuum

Tin Vrkic E-Mail: uyvpq@student.kit.edu

Mika Nock E-Mail: uttzi@student.kit.edu

Gruppennummer: Mo32

Betreuer: Marcel Gaisdörfer

Versuch durchgeführt am: 13.05.2024

Beanstandungen zu Protokoll Version _____:

Testiert am: Testat:

```
[1]: # importieren aller nötiger Module
    import matplotlib.pyplot as plt
    import numpy as np
    import pandas as pd
    import kafe2
    import pathlib
[2]: # erstellen einer Funktion für kafe2 Fits
    def fit_funktion(xy_data, model_function, xy_error, xy_label, title,__
      xy_data = kafe2.XYContainer(xy_data[0], xy_data[1])
        xy_data.label = title
        fit = kafe2.XYFit(xy_data = xy_data, model_function = model_function)
        fit.add_error(axis = 'x', err_val = xy_error[0])
        fit.add_error(axis = 'y', err_val = xy_error[1])
        for i in range(len(constraint)):
            fit.add_parameter_constraint(name = constraint[i][0], value =__
      ⇔constraint[i][1], uncertainty = constraint[i][2])
        fit.do_fit()
        plot = kafe2.Plot(fit)
        plot.x_label, plot.y_label = xy_label[0], xy_label[1]
        return fit.parameter_values, fit.parameter_errors, plot
```

3 Durchführung

Die Anleitung zu diesem Versuch finden Sie hier.

3.1 Aufgabe 1: Versuchsaufbau

Hinweise zu Aufgabe 1 finden in der Datei Hinweise-Versuchsdurchfuehrung.md.

- Machen Sie sich mit dem Versuchsaufbau vertraut.
- Bearbeiten Sie hierzu die folgenden Aufgaben.

3.1.1 Aufgabe 1.1: Orientierung und Beschreibung des Versuchsaufbaus

- Verschaffen Sie sich einen Überblick über die verwendeten Apparaturen und beschreiben Sie sie in eigenen Worten.
- Verfolgen Sie hierzu die Leitungen und identifizieren Sie die verwendeten Elemente in der zugehörigen Skizze.

Lösung:

Fügen Sie Ihre Lösung zu dieser Aufgabe hier ein. Löschen Sie hierzu diesen kursiv gestellten Text aus dem Dokument. Um Code-Fragmente und Skripte in Python, sowie ggf. bildliche Darstellungen direkt ins Jupyter notebook einzubinden fügen Sie dem notebook eine Code-Zelle zu.

3.1.2 Aufgabe 1.2: Gasentladung (Demonstrationsversuch)

- Schalten Sie das Hochspannungsgerät zur Erzeugung der Gasentladungen ein.
- Evakuieren Sie RZ und die Gasentladungsröhre gemeinsam mit Hilfe der DSP.
- Senken Sie den Druck kontinuierlich, bis die Gasentladung erlischt.
- Skizzieren und beschreiben Sie die Gasentladung in Abhängigkeit vom Gasdruck.

Lösung:

Fügen Sie Ihre Lösung zu dieser Aufgabe hier ein. Löschen Sie hierzu diesen kursiv gestellten Text aus dem Dokument. Um Code-Fragmente und Skripte in Python, sowie ggf. bildliche Darstellungen direkt ins Jupyter notebook einzubinden fügen Sie dem notebook eine Code-Zelle zu.

3.2 Aufgabe 2: Saugvermögen und Leitwert

Hinweise zu Aufgabe 1 finden in der Datei Hinweise-Versuchsdurchfuehrung.md.

- Untersuchen Sie das effektive Saugvermögen von DSP und TMP, sowie den Strömungsleitwert eines dünnen Rohrs.
- Bearbeiten Sie hierzu die folgenden Aufgaben.

3.2.1 Aufgabe 2.1: Saugvermögen der DSP


Evakuieren Sie die Apparatur mit Hilfe der DSP und stellen Sie die folgenden funktionalen Zusammenhänge des Druck jeweils **bei T1** geeignet graphisch dar: - Den Druck als Funktion der Zeit p(t). - Das Saugvermögen als Funktion des Drucks S(p).

V2 zu und unsicherheit p = 10% vid1: 2.1, V2 zu vid2: 2.1, V2 auf

```
[16]: druck_2_1 = np.linspace(1, 60, 60) #np.array([])
druck_2_1_std = .0
zeit_2_1 = np.linspace(1, 60, 60) * 5
zeit_2_1_std = .0
V_rez= .0
```

```
[18]: fig, ax = plt.subplots(2)
ax[0].plot(zeit_2_1, druck_2_1)
```

[18]: [<matplotlib.lines.Line2D at 0x1e203ceeb50>]



3.2.2 Aufgabe 2.2: Leitwert eines dünnen Rohrs

- Bei der Verbindungsleitung L hier handelt es sich im Originalaufbau um einen Metallwellschlauch. Tauschen Sie diesen gegen das bereitliegende etwa gleichlange dünne Metallrohr aus
- Bestimmen Sie die Drucke p_1 (bei T1) vor und p_2 (bei T2) hinter dem Rohr als Funktion der Zeit
- Bestimmen Sie aus den gewonnenen Daten den Leitwert des Rohrs als Funktion des Drucks.


vid3: 2.2

```
[19]: druck_p1_2_2 = np.linspace(1, 60, 60) #np.array([])
druck_p2_2_2 = np.linspace(1, 60, 60) #np.array([])
druck_p1_2_2_std = .0
druck_p2_2_2_std = .0

zeit_p1_2_2 = np.linspace(1, 60, 60) * 5
zeit_p2_2_2 = np.linspace(1, 60, 60) * 5
zeit_2_2_std = .0
```

```
[21]: fig, ax = plt.subplots(2)
ax[0].plot(zeit_p1_2_2, druck_p1_2_2)
ax[1].plot(zeit_p2_2_2, druck_p2_2_2)
```

[21]: [<matplotlib.lines.Line2D at 0x1e204edfe50>]



3.2.3 Aufgabe 2.3: Saugvermögen der TMP

• Nehmen Sie die TMP in Betrieb und bestimmen Sie analog zu **Aufgabe 2.1** das Saugvermögen der TMP als Funktion des Drucks bei IM.

- Stellen Sie S(p) für die DSP und die TMP in einem Diagramm graphisch dar und diskutieren Sie Ihr Ergebnis.
- Schätzen Sie die Kraft ab, mit der die Glasglocke auf die Gummidichtung gedrückt wird.

vid4: 2.3

```
[]: druck_hoch_t3 = np.array([])
druck_niedrig_im = np.array([])
```

3.3 Aufgabe 3: Experimente im Vakuum

Hinweise zu Aufgabe 1 finden in der Datei Hinweise-Versuchsdurchfuehrung.md.

- Für diese Aufgabe führen Sie einige einfache Experimente im Vakuum durch.
- Bearbeiten Sie hierzu die folgenden Aufgaben.

3.3.1 Aufgabe 3.1: Statische Kalibration von T3

Führen Sie mit Hilfe des Referenzvolumes RV eine statische Kalibration des Vakuummeters T3 durch.

```
[23]: druck_t3 = np.array([3.19*10**(-2), 3.73, 7.78, 12.1, 16.3, 20.7, 26.0, 30.6, 30.6, 42.6, 47.0, 55.7, 61.9, 69.2, 76.6, 86.2])
iter = druck_t3.shape
```

[23]: (16,)

3.3.2 Aufgabe 3.2: Elektrische Durchschlagfestigkeit

- Bestimmen Sie die elektrische Durchschlagfestigkeit der KE als Funktion des Umgebungsdrucks in Luft.
- Diese Aufgabe kann nur an den Apparaturen 41 und 42 durchgeführt werden.

Multimeter 100hm Widerstand -> Faktor 10 Unterschied zu Spannungsquelle

3.3.3 Aufgabe 3.3: Aufdampfen von Indium

Dampfen	Sie mit	Hilfe	einer	Schablone	bei	zwei	verschiedenen	Drucken	Indium	auf	eine	Plexiglas
platte auf												

Lösung:

Fügen Sie Ihre Lösung zu dieser Aufgabe hier ein. Löschen Sie hierzu diesen kursiv gestellten Text aus dem Dokument. Um Code-Fragmente und Skripte in Python, sowie ggf. bildliche Darstellungen direkt ins Jupyter notebook einzubinden fügen Sie dem notebook eine Code-Zelle zu.